

Anticorpo Policlonais Anti-Prelid3A Para Ihc-P, Elisa - Q96N28

Número do item: CM0021475



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRELID3A humano (SLMO1), um transportador de ácido fosfatídico mitocondrial. Validado para aplicações IHC-P e ELISA para apoiar a pesquisa de síntese de cardiolipina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRELID3A pAb de coelho
Observações/Apelido	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10650
ID do Gene	10650
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-172 do PRELID3A humano (NP_006544.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96N28
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo