


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prelid3B Para Wb, Elisa - Q9Y3B1

Número do item: CM0021775



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRELID3B humano (SLMO2). Adequado para Western blot e ELISA. Produzido contra um peptídeo sintético dos aminoácidos 80-180. Útil para o estudo desta fosfoproteína contendo o domínio PRELI.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | PRELID3B Rabbit pAb                                                                                            |
| Observações/Apelido | SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B                                                                          |
| Espécie             | Humana                                                                                                         |
| ID do gene (humano) | 51012                                                                                                          |
| ID do gene          | 51012                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 80-180 de PRELID3B humano (NP_057129.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                         |
| SWISS               | Q9Y3B1                                                                                                         |
| Peso da proteína    | 21 kDa                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                  |