

Anticorpo Policlonal Anti-Prelp Para Wb E Elisa - P51888

Número do item: CM0022802

introdução

Anticorpo policlonal de coelho PRELP de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com PRELP humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de matriz extracelular e membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRELP pAb de Coelho
Observações/Apêndice	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-360 da PRELP humana (NP_002716.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P51888
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo