

Anticorpo Policlonal Anti-Prepl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Número do item: CM0015026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PREPL validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a endopeptidase semelhante à prolil (prolyl endopeptidase-like), uma serina peptidase envolvida no tráfego do Golgi e na exocitose de vesículas sinápticas. ~84kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PREPL Coelho pAb
Observações/Apelido	CMS22; PREPL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9581
GeneID	9581
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q4J6C6
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo