

## Anti-Presenilina 1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49768

Número do item: CM0024207



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a presenilina 1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre doença de Alzheimer e estudos de gama-secretase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Presenilina 1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNL1; ACNINV3; Presenilina 1                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano) | 5663                                                                                                                               |
| ID do Gene          | 5663                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-380 da presenilina 1 humana (NP_000012.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS               | P49768                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 53kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                      |