


Anticorpo Policlonal Anti-Prex1 Para Wb, Elisa - Q8Tcu6

Número do item: CM0019188



introdução

O pAc pAb de Coelho PREX1 detecta o PREX1 humano, um GEF RAC ativado por PIP3 e subunidades beta-gama de proteínas G. Adequado para WB e ELISA; ideal para pesquisa de transdução de sinais e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PREX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P-REX1; PREX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57580
Imunogênio	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1300 do PREX1 humano (NP_065871.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCU6
Peso da Proteína	186kDa
Envio	Saco de gelo