

Anticorpo Policlonal Anti-PRG2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13727

Número do item: CM0028998



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRG2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta PRG2 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudar mecanismos de defesa imunológica, reações de hipersensibilidade e respostas antiparasitárias.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Observações/Apelido	Espécie	GeneID (Humano)	GeneID	Imunógeno	Origem	Categoria	Aplicação	Reatividade Cruzada	SWISS	Peso da Proteína	Envio
PRG2 Rabbit pAb	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	Humano	5553	5553	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do PRG2 humano (NP_002719.3)	Coelho	Anticorpos Policlonais	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Humano, Camundongo, Rato	P13727	25 kDa	Saco de gelo