

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prg4 Para Wb E Elisa - Q92954

Número do item: CM0013563

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o PRG4 humano (lubricina/MSF). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Peso molecular previsto de 151 kDa; útil para o estudo da lubrificação articular e da biologia sinovial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PRG4 pAb de coelho
Observações/alias	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Espécie	Humana
ID do gene	10216 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1264-1363 do PRG4 humano (NP_001121180.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q92954
Peso da proteína	151 kDa
Envio	Em bolsa de gelo