


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prim2 Para Wb, Elisa - P49643

Número do item: CM0015133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PRIM2 humano (subunidade grande da primase de DNA). Validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de replicação do DNA e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PRIM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	p58; PRIM2A; PRIM2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5558
ID do gene	5558
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 de PRIM2 humano (NP_000938.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P49643
Peso da proteína	59kDa
Transporte	Bolsa de gelo