


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Priônica (Cd230/Prpc) Para Wb, Elisa - P04156

Número do item: CM0028380



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína priônica humana (PrP, CD230), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa de doenças priônicas e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Proteína Priônica pAb de Coelho
Observações/Apelido	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteína Priônica
Espécie	Humano
GeneID	5621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-230 da proteína priônica humana (NP_001073592.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04156
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo