

Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína Priônica Para Wb, Elisa - P04156

Número do item: CM0008615



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Proteína Priônica humana (P04156). Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em doenças priônicas e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Proteína Priônica
Observações/Apelido	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteína Priônica
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5621
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 154-253 da Proteína Priônica humana (P04156).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04156
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo