


Anticorpo Policlonal Anti-Proteína Príonic Para Wb, Elisa - P04156

Número do item: CM0024107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Proteína Príonic humana (PRNP). Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Útil para pesquisas sobre doenças priônicas, desenvolvimento neuronal e homeostase de ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Príonic pAb de Coelho
Observações/Apelido	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteína Príonic
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5621
GeneID	5621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-230 da Proteína Príonic humana (NP_001073592.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04156
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo