

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Prion Para Wb, Elisa - P04156

Número do item: CM0023536



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a Proteína Prion humana (PRNP, P04156). Adequado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Para estudos de neurodegeneração e biologia de príons.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Validado por KO] Anticorpo pAb de Coelho contra Proteína Prion                                                                        |
| Observações/Apelidos | CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in                                                  |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)      | 5621                                                                                                                                   |
| GeneID               | 5621                                                                                                                                   |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-230 da Proteína Prion humana (NP_001073592.1). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                 |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                               |
| SWISS                | P04156                                                                                                                                 |
| Peso Proteico        | 28kDa                                                                                                                                  |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                           |