


Anticorpo Monoclonal Anti-Prk2/Pkn2 Para Wb E Elisa - Q16513

Número do item: CM0002768



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PRK2/PKN2 humano (PKN gama), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, dinâmica do citoesqueleto e migração celular.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5586
GeneID	5586
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16513
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco com gelo