


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prk2/Pkn2 Para Wb E Elisa - Q16513

Número do item: CM0022209



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRK2/PKN2 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Adequado para investigar sinalização Rho/Rac, progressão do ciclo celular e dinâmica do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRK2/PKN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5586
GeneID	5586
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16513
Peso Proteico	112kDa
Envio	Em saco de gelo