


Anti-Prkab2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Número do item: CM0025051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PRKAB2 humano (subunidade beta-2 da AMPK). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas metabólicas e de energia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKAB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRKAB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5565
GeneID	5565
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-272 do PRKAB2 humano (NP_005390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43741
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo