

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkacg Para Wb & Elisa - P22612

Número do item: CM0024888

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PRKACG humano para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização da quinase dependente de cAMP e pesquisa testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKACG pAb de Coelho
Observações/Apelido	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5568
ID do Gene	5568
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-351 do PRKACG humano (NP_002723.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22612
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo