


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkag1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54619

Número do item: CM0028303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PRKAG1 humana (subunidade gama-1 da AMPK). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo energético e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKAG1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	AMPKG; PRKAG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5571
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-331 da PRKAG1 humana (NP_002724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54619
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo