

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkag3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugi9

Número do item: CM0017987

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PRKAG3 humano (subunidade gama-3 da AMPK) para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do metabolismo energético celular e da regulação energética muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PRKAG3 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	53632
GeneID	53632
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da PRKAG3 humana (NP_059127.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UGI9
Peso da proteína	54 kDa
Transporte	Bolsa de gelo