

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prkar2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Número do item: CM0002559

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PRKAR2B, a subunidade reguladora da proteína quinase dependente de AMPc tipo II-beta. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização por AMPc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKAR2B mAb de Coelho
Observações/Alias	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5577
GeneID	5577
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 319-418 do PRKAR2B humano (P31323).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P31323
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo