

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkcdbp (Cavin-3) Para Wb, Elisa - Q969G5

Número do item: CM0020684

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PRKCDBP humano (Cavin-3/SRBC), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de dinâmica de caveolas e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKCDBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112464
Imunógeno	Proteína Recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-160 do PRKCDBP humano (NP_659477.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q969G5
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo