


Anti-Prkcq (Npkc-Theta) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q04759

Número do item: CM0030323



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRKCQ (nPKC-theta) humano para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização do receptor de células T e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKCQ Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5588
GeneID	5588
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do PRKCQ humano (NP_006248.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04759
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo