

## Anticorpo Monoclonal Anti-Prkcsh Para Wb, Elisa - P14314

Número do item: CM0003818



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PRKCSH validado para WB e ELISA, que reage especificamente com a PRKCSH humana (59 kDa), uma subunidade reguladora da glucosidase II no retículo endoplasmático. Ideal para pesquisa sobre controle de qualidade de glicoproteínas e funções do RE.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PRKCSH Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observações/Apelidos | GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH                                                                   |
| Espécie              | Humana                                                                                                                            |
| GeneID (Humana)      | 5589                                                                                                                              |
| GeneID               | 5589                                                                                                                              |
| Imunógeno            | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 429-528 da PRKCSH humana (P14314). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humana                                                                                                                            |
| SWISS                | P14314                                                                                                                            |
| Peso Proteico        | 59 kDa                                                                                                                            |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                     |