

Anticorpo Policlonal Anti-Prkcsh Para Wb E Elisa - P14314

Número do item: CM0029663



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reage com PRKCSH (subunidade beta da glicosidase 2) humano, de camundongo e de rato, e é validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de processamento de glicoproteínas e doença renal policística.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKCSH pAb Coelho
Observações/Apelido	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Espécie	Humano
GeneID	5589
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-275 do PRKCSH humano (P14314)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14314
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo