


Anti-Prkd3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - 094806

Número do item: CM0028057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PRKD3 humano (serina/treonina-proteína quinase D3, EPK2, PRKCN) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de diacilglicerol e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
Espécie	Humano
GeneID	23683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do PRKD3 humano (NP_005804.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	094806
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco com gelo