


Anticorpo Policlonal Anti-Prkg1 Para Wb E Elisa - Q13976

Número do item: CM0028855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRKG1 humano (proteína quinase 1 dependente de cGMP), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Essencial para pesquisas de sinalização NO/cGMP em estudos de músculo liso, plaquetas e SNC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKG1 pAb Coelho
Observações/Apelido	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5592
ID do Gene	5592
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PRKG1 humano (NP_006249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13976
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco com gelo