

Anticorpo Policlonal Anti-Prkg2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Número do item: CM0020802



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRKG2 humano (cGKII) validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de secreção intestinal, crescimento ósseo e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do PRKG2 humano (NP_006250.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13237
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo