


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkra/Pact Para Wb, Elisa - 075569

Número do item: CM0028770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRKRA/PACT humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de ~34kDa e apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudar a ativação da PKR, interferência de RNA e vias de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRKRA/PACT Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8575
GeneID	8575
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 do PRKRA/PACT humano (NP_003681.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075569
Peso da Proteína	34kDa
Remessa	Em saco de gelo