


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prkrip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

Número do item: CM0021636



introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra PRKRIP1 detecta PRKRIP1 humano, de camundongo e de rato, validado para WB, IF/ICC e ELISA. PRKRIP1 é um componente crucial do spliceossomo, necessário para o splicing do pré-mRNA, tornando este anticorpo ideal para pesquisas sobre processamento de RNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PRKRIP1 pAb de coelho
Observações/alias	C114; KRBOX3; PRKRIP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79706
GeneID	79706
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-134 de PRKRIP1 humano (NP_078929.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H875
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Gelo reutilizável