

Anti-Prl/Prolactina Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Ihc-P, Elisa - P01236

Número do item: CM0009900



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a Prolactina humana para aplicações de IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisas sobre lactação e hormônios em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRL/Prolactina mAb de Coelho
Observações/Apelido	GHA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5617
GeneID	5617
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01236
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo