

Anti-Prmt1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Número do item: CM0005347



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PRMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece PRMT1 humano, de camundongo e de rato (42kDa). Útil para estudar metilação de arginina, regulação epigenética e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3276
ID do Gene	3276
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PRMT1 humano (Q99873).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99873
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo