


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Prmt2 Para Wb, Elisa - P55345

Número do item: CM0023644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PRMT2 humana, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas em epigenética e transdução de sinal envolvendo a metilação mediada por PRMT2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	HRMT1L1; PRMT2
Espécie	Humana
ID do Gene	3275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-433 da PRMT2 humana (NP_001526.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P55345
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo