


Anticorpo Monoclonal Anti-Prmt5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14744

Número do item: CM0003919



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PRMT5 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta PRMT5 humano, de rato e de camundongo (previsto 73kDa). Ideal para estudos de epigenética e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10419
GeneID	10419
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PRMT5 humano (O14744)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14744
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo