


Anticorpo Policlonal Anti-Prmt5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14744

Número do item: CM0023441



introdução

PRMT5 Coelho pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar metilação de arginina, regulação da cromatina e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT5 Coelho pAb
Observações/Apelido	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10419
ID do Gene	10419
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 538-637 do PRMT5 humano (NP_006100.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14744
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo