


Anticorpo Policlonal Anti-Prmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Número do item: CM0030492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PRMT6 humana (HRMT1L6), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Apoiar investigações sobre metilação de histonas, repressão transcricional e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PRMT6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HRMT1L6; T6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	55170
ID do Gene	55170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-375 da PRMT6 humana (NP_060607.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q96LA8
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo