

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Número do item: CM0021237



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRMT6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta a PRMT6 humana, uma histona arginina metiltransferase envolvida na repressão transcricional, reparo do DNA e splicing de RNA. Ideal para pesquisa em epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HRMT1L6; PRMT6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55170
GeneID	55170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-375 da PRMT6 humana (NP_060607.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA8
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo