

Anticorpo Policlonal Anti-Prmt7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvm4

Número do item: CM0022305

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRMT7 humano (proteína arginina N-metiltransferase 7) para WB, IHC-P, ELISA. Pesquisa regulação da cromatina, imprinting genético e montagem de snRNP. Validado em amostras humanas. 78kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT7 Coelho pAb
Observações/Alias	SBIDDS; PRMT7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54496
ID do Gene	54496
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 513-692 da PRMT7 humana (NP_061896.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVM4
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo