

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prmt7 Para Wb, Elisa - Q9Nvm4

Número do item: CM0003011

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PRMT7 humano (Q9NVM4). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo da metilação da arginina e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT7 Rabbit mAb
Observações/Alias	SBIDDS; PRMT7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54496
ID do Gene	54496
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PRMT7 humana (Q9NVM4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVM4
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo