

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prmt8 Para Wb E Elisa - Q9Nr22

Número do item: CM0019124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRMT8 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Detecta PRMT8 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos sobre metilação de arginina proteica, regulação da cromatina e funções específicas do cérebro. SWISS: Q9NR22.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56341
GeneID	56341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-380 da PRMT8 humana (NP_062828.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR22
Peso Proteico	45 kDa
Envio	Em saco de gelo