


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Prmt9 Para Wb, Elisa - Q6P2P2

Número do item: CM0018133



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado ao PRMT9 humano, adequado para WB e ELISA. Uma ferramenta confiável para investigar splicing alternativo e metilação de arginina em proteínas em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT9 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRMT10; PRMT9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90826
ID do Gene	90826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do PRMT9 humano (NP_612373.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6P2P2
Peso da Proteína	95kDa
Transporte	Saco de gelo