


Anticorpo Policlonal Anti-Procr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn8

Número do item: CM0017702



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PROCR humano (receptor endotelial da proteína C). Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de coagulação sanguínea e função endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROCR Rabbit pAb
Observações/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10544
GeneID	10544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-209 do PROCR humano (NP_006395.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNN8
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Saco de gelo