

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-ProdH Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

Número do item: CM0005843

introdução

A CamelBio oferece anticorpo monoclonal de coelho anti-PROD H (O43272) validado para WB, IP, IHC-P e ELISA, direcionado à prolina desidrogenase 1 humana. Adequado para estudos de metabolismo da prolina e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROD H Rabbit mAb
Observações/Apelido	POX; PIG6; HSPOX2; PROD H1; PROD H2; TP53I6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5625
GeneID	5625
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O43272
Peso Proteico	68kDa
Remessa	Saco de gelo