


Anticorpo Monoclonal Anti-Proencefalina-A Para Wb, If-P, Elisa - P01210

Número do item: CM0006783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proencefalina-A humana (PENK). Validado para WB, IF-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre percepção da dor e sinalização opioide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra a proencefalina-A
Observações/Apelido	PE; PENK-A; Proencefalina-A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-267 da PENK humana (NP_001129162.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P01210
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo