


Anticorpo Policlonal Anti-Profilin1 Para Wb E Elisa - P07737

Número do item: CM0014516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Profilin1 humana (SWISS: P07737), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo, rato e macaco. A Profilin1 regula a dinâmica da actina e a estrutura do citoesqueleto. Ideal para pesquisas sobre o citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Profilin1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALS18; Profilin1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5216
ID do gene	5216
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da Profilin1 humana (NP_005013.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato, macaco
SWISS	P07737
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Embalagem de gelo