


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Profilin1 Para Wb, Elisa - P07737

Número do item: CM0005744



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Profilin1 para WB e ELISA, que reconhece Profilin-1 (P07737) humano, de camundongo e rato. Validado para estudos de citoesqueleto e ligação a actina, ideal para pesquisa em neurodegeneração e ELA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Profilin1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ALS18; Profilin1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5216
ID do Gene	5216
Imunógeno	Pepetídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 61-140 do PFN1 humano (P07737).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07737
Peso Proteico	15kDa
Envio	Bolsa de gelo