

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peptídeo Liberador De Gastrina (Progastrin-Releasing Peptide) Para Wb, Elisa - P07492

Número do item: CM0022497



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o peptídeo liberador de gastrina (GRP) humano, PM previsto de 16 kDa, para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de hormônios gastrointestinais e sinalização de coceira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Peptídeo liberador de gastrina (Progastrin-releasing peptide)
Observações/Apelido	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Peptídeo liberador de gastrina (Progastrin-releasing peptide)
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	2922
GenelD	2922
Imunógeno	Proteína recombinante do peptídeo liberador de gastrina (progastrin-releasing peptide) humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07492
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo