

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Progesterona Para Wb, Elisa - P06401

Número do item: CM0003786



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Receptor de Progesterona humano (PR, NR3C3). Adequado para aplicações de Western blotting (WB) e ELISA. Ideal para estudar sinalização hormonal e biologia de tecidos reprodutivos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Receptor de Progesterona                                                      |
| Observações/Apelido        | PR; NR3C3; Receptor de Progesterona                                                                               |
| Espécie                    | Humano                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano)        | 5241                                                                                                              |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 600-700 do Receptor de Progesterona humano (P06401) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                            |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                            |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                            |
| SWISS                      | P06401                                                                                                            |
| Peso Molecular da Proteína | 99 kDa                                                                                                            |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                   |