

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor De Progesterona Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06401

Número do item: CM0017355



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o Receptor de Progesterona humano (PR, NR3C3). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Progesterona pAb de Coelho
Observações/Apelido	PR; NR3C3; Receptor de Progesterona
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5241
ID do Gene	5241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do Receptor de Progesterona humano (NP_000917.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06401
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco de gelo