

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Progranulina (Granulina) Para Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Número do item: CM0018065



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Progranulina (Granulina) humana validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de inflamação, cicatrização de feridas e função lisossomal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Granulina Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granulina                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 2896                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-310 da Granulina humana (NP_002078.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS               | P28799                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |