


Anticorpo Monoclonal Anti-Proibitin 2 (Phb2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99623

Número do item: CM0007858



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Proibitin 2 (PHB2) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta PHB2 endógena em amostras de humano, rato e camundongo. Ideal para estudar função mitocondrial, regulação transcricional e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Proibitin 2 (PHB2)
Observações/Apelidos	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Proibitin 2 (PHB2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11331
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Proibitin 2 humana (Proibitin 2 (PHB2)) (Q99623).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99623
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo